


ORAL COLLECTION INSTRUCTIONS



Included in this kit


- A** Self-adhesive order number label
- B** Collection tube with swab
- C** Lab Test Requisition Form
- D** Zip closure biohazard bag
- E** Postage-paid return envelope
- F** Instructions for results

IMPORTANT: Read all instructions prior to collecting your sample

• Be sure to wash and dry your hands thoroughly, before and after collection

START HERE

1




Peel open the package and remove the swab and transport tube.

Twist the cap to break the seal, then remove the cap and attached swab without touching the soft tip of the swab.

! Do not lay the swab down.


2



Tilt your head backwards, open your mouth, and stick out your tongue.


Without touching the sides of your mouth, swab the arch at the back of your mouth (the nasopharynx and tonsillar arches).

3



Immediately place swab into the transport tube and cap the tube securely.


4



Place the self-adhesive label with your order number on the clear-capped tube. Complete the Lab Test Requisition Form with your name, date of birth, gender, and collection date and time.

! If you are testing multiple parts of your body, ensure that you are placing the correct label on each tube. The labels are letter-coded and marked to correspond with the part of your body being tested.

5



Tightly seal the labeled transport tube and Lab Test Requisition Form in the zip closure **ORANGE BIOHAZARD BAG** with absorbent, then place bag into clear plastic bag and then into postage paid mailer and seal tightly.

! If any of these steps are missed or not preformed correctly, specimens will be discarded and no results will be provided.

6



You can send your sample from your mailbox or any United States Post Office.

! Do not place in a FedEx or UPS drop box

To receive your results, log into your My SNHD account at www.snhd.info/c2p 7-10 business days after mailing the collection kit. If you receive a phone call, email, or text from a Southern Nevada Health District staff person, it is very important for you to respond. Results will not be mailed at this current time.

INSTRUCCIONES DE RECOLECCIÓN ORAL




Incluido en este paquete

- A** Etiqueta autoadhesiva con el número de orden
- B** Tubo de recolección con hisopo
- C** Formulario de Requisición del Laboratorio de Pruebas
- D** Bolsa para riesgo biológico con cierre de zíper
- E** Sobre con estampilla prepagada
- F** Instrucciones para los resultados

IMPORTANTE:
Lea todas las instrucciones antes de recolectar su muestra

• Asegúrese de lavar y secar muy bien las manos, antes y después de la recolección


COMIENCE AQUÍ



Abra el paquete y retire el hisopo y el tubo de transporte.


Gire la tapa para romper el sello, después retire la tapa y el hisopo sin tocar la punta suave del hisopo.

! No ponga el hisopo sobre una superficie plana.




Incline la cabeza hacia atrás, abra la boca, y saque la lengua.

Sin tocar los lados de su boca, pase el hisopo por el arco en la parte de atrás de la boca (nasofaringe y los arcos de las anginas).




Coloque inmediatamente el hisopo dentro del tubo de transporte y cierre la tapa muy bien.



Coloque la etiqueta autoadhesiva con su número de orden en el tubo transparente tapado. Complete el Formulario de Solicitud de Prueba de Laboratorio con su nombre, fecha de nacimiento, sexo y fecha y hora de recolección.

! Si está recolectando muestras de partes múltiples del cuerpo, asegúrese de que está colocando la etiqueta correcta en cada tubo. Las etiquetas están codificadas con letras y marcadas para corresponder a la parte del cuerpo de donde la muestra se está recolectando.



Coloque el tubo transparente con la etiqueta y el Formulario de Solicitud de Prueba de Laboratorio en la **BOLSA NARANJA PARA RIESGO BIOLÓGICO** con absorbente, sellándola muy bien, después, colóquela dentro de la bolsa plástica transparente y después, dentro del sobre de envío prepagado y séllelo todo muy bien.

! Si cualesquiera de estos pasos se omiten, o no se llevan a cabo correctamente, las muestras serán descartadas y no habrá resultados que proveer.



Usted puede mandar su muestra desde el buzón de correo de su casa, o desde cualquier Oficina Postal de los Estados Unidos.

! No coloque su muestra en un buzón de FedEx o UPS.

Para recibir los resultados, ingrese en su cuenta "My SNHD" en: www.snhd.info/c2p de 7 a diez días después de haber enviado el kit de recolección. Si recibe una llamada telefónica, correo electrónico o mensaje de texto de un miembro del personal del Distrito de Salud del Sur de Nevada, es muy importante que responda. Los resultados en estos momentos no se enviarán por correo.

